

1/2 霍格兰营养液（缺铁锰铜锌）

产品编号：NSP1021-Fe-Mn-Cu-Zn

英文名称：1/2 Hoagland Basal Salt(-Fe-Mn-Cu-Zn)

产品性状：白色至淡黄色粉末

工作浓度：水溶解，干粉 489mg/L，加 1ml/L 1000×钙浓缩液。

运输条件：常温运输

储存条件：2-8℃，密封储存

特别说明：该产品不适宜制备高浓度母液，会有沉淀产生。

产品组成：（mg/L）

干粉混合物	KNO ₃	253	KI	0.83
	NH ₄ NO ₃	40	H ₃ BO ₃	6.2
	KH ₂ PO ₄	68	CoCl ₂ · 6H ₂ O	0.025
	MgSO ₄	120.5	Na ₂ MoO ₄ · 2H ₂ O	0.25
钙浓缩液	Ca(NO ₃) ₂ · 4H ₂ O		472.5	

特别推荐：Coolaber 公司可根据需求定制植物培养基，起订量仅 1kg，详情请咨询销售人员，咨询电话 400-878-6800。