

## B5 培养基基盐（不含维生素）

产品编号：PM1320

英文名称：Gamborg B5 medium

产品性状：白色至淡黄色粉末

工作浓度：水溶解，3051.98mg/L

运输条件：常温运输

储存条件：2-8℃，密封储存

特别说明：该产品不适宜制备高浓度母液，会有沉淀产生。

产品组成：（mg/L）

NH <sub>4</sub> SO <sub>4</sub>	134	CuSO <sub>4</sub> ·5H <sub>2</sub> O	0.025
CaCl <sub>2</sub>	113.23	FeNaEDTA	36.7
MgSO <sub>4</sub>	121.56	MnSO <sub>4</sub> ·H <sub>2</sub> O	10
KNO <sub>3</sub>	2500	Na <sub>2</sub> MoO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O	0.25
NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	130.44	KI	0.75
H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	3	ZnSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O	2
CoCl <sub>2</sub> ·6H <sub>2</sub> O	0.025	-	-

**产品应用：**根据需要额外添加碳源（蔗糖等）、凝胶（琼脂、植物凝胶等）、植物激素等，用于植物组织培养实验。

**特别推荐：**Coolaber 公司可根据需求**定制植物培养基**，起订量仅 1kg，详情请咨询销售人员，咨询电话 400-878-6800。