

6,7-V 培养基基盐（含维生素）

产品编号：PM1691

英文名称：6,7-V base salt with vitamins

产品性状：白色至淡黄色粉末

工作浓度：水溶解，干粉 1682 mg/L。

运输条件：常温运输

储存条件：2-8 °C，密封储存

特别说明：该产品主要用于植株愈伤组织和植株再生的培养。不适宜制备高浓度母液，会有沉淀产生。

产品组成：（mg/L）

KNO ₃	800	KI	0.05
(NH ₄) ₂ SO ₄	100	Na ₂ MoO ₄ ·2H ₂ O	0.25
MgSO ₄	122	CuSO ₄ ·5H ₂ O	0.25
NaH ₂ PO ₄	130	CoCl ₂ ·6H ₂ O	0.25
Na ₂ HPO ₄	20	Na ₂ EDTA	18.65
KCl	200	FeSO ₄ ·7H ₂ O	13.9
CaCl ₂	164	烟酸	1.25
MnSO ₄ ·H ₂ O	3.4	维生素 B1	1
ZnSO ₄ ·7H ₂ O	1.5	维生素 B6	0.5
H ₃ BO ₃	5	肌醇	100

特别推荐：Coolaber 公司可根据需求定制植物培养基，起订量仅 1 kg，详情请咨询销售人员，咨询电话 400-878-6800。