

B5 维生素混合物

产品编号: PM1730

英文名称: Gamborg B5 vitamin mixture

产品性状: 白色至淡黄色粉末

工作浓度: 水溶解, 112mg/L

运输条件: 常温运输

储存条件: 2-8℃, 密封储存

特别说明: 该产品不适宜制备高浓度母液, 会有沉淀产生。

产品组成: (mg/L)

Inositol	100	Thiamine HCl	10
Pyridoxine HCl	1	Nicotinic acid	1

特别推荐: Coolaber 公司可根据需求**定制植物培养基**, 起订量仅 1kg, 详情请咨询销售人员, 咨询电话 400-878-6800。