

B5 大量元素混合物

产品编号: **PM1900**

英文名称: Macro salt mixture B5

产品性状: 白色至淡黄色粉末

工作浓度: 水溶解, 2999.23mg/L

运输条件: 常温运输

储存条件: 2-8℃, 密封储存

特别说明: 该产品不适宜制备高浓度母液, 会有沉淀产生。

产品组成: (mg/L)

CaCl ₂	113.23	NaH ₂ PO ₄	130.44
KNO ₃	2500	NH ₄ SO ₄	134
MgSO ₄	121.56	-	-

产品应用: 根据需要额外添加碳源(蔗糖等)、凝胶(琼脂、植物凝胶等)、植物激素等, 用于植物组织培养实验。

特别推荐: Coolaber 公司可根据需求**定制植物培养基**, 起订量仅 1kg, 详情请咨询销售人员, 咨询电话 400-878-6800。