

## B5 微量元素混合物

产品编号: PM1930

英文名称: Micro salt mixture B5

产品性状: 白色至淡黄色粉末

工作浓度: 水溶解, 52.75mg/L

运输条件: 常温运输

储存条件: 2-8℃, 密封储存

特别说明: 该产品不适宜制备高浓度母液, 会有沉淀产生。

产品组成: (mg/L)

CoCl <sub>2</sub> ·6H <sub>2</sub> O	0.025	KI	0.75
CuSO <sub>4</sub> ·5H <sub>2</sub> O	0.025	MnSO <sub>4</sub> ·H <sub>2</sub> O	10
FeNaEDTA	36.7	Na <sub>2</sub> MoO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O	0.25
H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	3	ZnSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O	2

**产品应用:** 根据需要额外添加碳源(蔗糖等)、凝胶(琼脂、植物凝胶等)、植物激素等, 用于植物组织培养实验。

**特别推荐:** Coolaber 公司可根据需求**定制植物培养基**, 起订量仅 1kg, 详情请咨询销售人员, 咨询电话 400-878-6800。