

AAM 培养基（不含维生素、不含糖、乙酰丁香酮）

产品编号：PM1960

英文名称：AAM medium without vitamins

产品性状：白色至淡黄色粉末

工作浓度：水溶解，3.7g/L

运输条件：常温运输

储存条件：2-8℃，密封储存

特别说明：该产品不适宜制备高浓度母液，会有沉淀产生。

产品组成：（mg/L）

| | | | |
|---|--------|---|------|
| KH_2PO_4 | 170 | $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ | 27.8 |
| CaCl_2 | 347 | $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ | 7.58 |
| MgSO_4 | 180 | Na_2EDTA | 37.3 |
| KCl | 2940 | $\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ | 0.25 |
| H_3BO_3 | 3 | KI | 0.75 |
| $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ | 0.025 | $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ | 2 |
| $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ | 0.0387 | - | - |

特别推荐：Coolaber 公司可根据需求**定制植物培养基**，起订量仅 1kg，详情请咨询销售人员，咨询电话 400-878-6800。