

## AAM 培养基（含维生素 不含糖和乙酰丁香酮）

产品编号: **PM1961**

英文名称: AAM medium with vitamins

产品性状: 白色至淡黄色粉末

工作浓度: 水溶解, 5.35g/L

运输条件: 常温运输

储存条件: 2-8℃, 密封储存

特别说明: 该产品不适宜制备高浓度母液, 会有沉淀产生。

产品组成: (mg/L)

KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	170	KI	0.75
CaCl <sub>2</sub>	347	ZnSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O	2
MgSO <sub>4</sub>	180	Glycine	7.5
KCl	2940	moy-Inositol	100
H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	3	Pyridoxine HCl	0.5
CoCl <sub>2</sub> ·6H <sub>2</sub> O	0.025	Thiamine HCl	0.1
CuSO <sub>4</sub> ·5H <sub>2</sub> O	0.0387	Glutamine	876
FeNaEDTA	36.7	Casamino acids	500
MnSO <sub>4</sub> ·H <sub>2</sub> O	7.58	Niacin	0.5
Na <sub>2</sub> MoO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O	0.25	Arginine	174

**特别推荐:** Coolaber 公司可根据需求**定制植物培养基**, 起订量仅 1kg, 详情请咨询销售人员, 咨询电话 400-878-6800。