



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线：400-168-3301或800-8283301
订货e-mail：order@beyotime.com
技术咨询：info@beyotime.com
网址：http://www.beyotime.com

蛋白去除试剂S

产品编号	产品名称	包装
S0052B	蛋白去除试剂S	3g

产品简介：

- 蛋白去除试剂S是用于碧云天生产的总谷胱甘肽检测试剂盒(S0052)的专用试剂。总谷胱甘肽检测试剂盒中已经提供了适量的蛋白去除试剂S，但在某些特定情况下，有些用户希望使用较大量的蛋白去除试剂S，可以购买本试剂用于总谷胱甘肽检测试剂盒的相关检测。

包装清单：

产品编号	产品名称	包装
S0052B	蛋白去除试剂S	3g
—	说明书	1份

保存条件：

4°C保存，一年有效。蛋白去除试剂S配制成溶液后仅限当天使用。

注意事项：

- 蛋白去除试剂S溶液必须新鲜配制并限当日使用。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明：

请参考碧云天生产的总谷胱甘肽检测试剂盒(S0052)的说明书使用蛋白去除试剂S。