

Product Specification

产品类型 / **Product Type:** 分析对照品 / Reference Standards

产品编号 / **Cat Number:** SP5860

产品名称 / **Product Name:** 桔梗皂苷 G1

英文名称 / **English Name:** Platycoside G1


别名 / **Also Known As:** 去芹糖桔梗皂苷 E

CAS Number: 849758-42-5

分子式 / **Molecular Formula:** $C_{64}H_{104}O_{34}$

分子量 / **Molecular Wt.:** 1417.5

保存 / **Storage:** 2-8°C, sealed storage, away from light



项目 / Test:	检测指标 / Specification
外观 / Appearance:	Powder
纯度 / Purity:	HPLC $\geq 95\%$
溶解性 / Solubility:	Soluble in Ethanol
干燥失重 / Loss on drying:	$\leq 2\%$
复检期 / Recommended Retest Period:	Powder : 2 Years / In solvent : 1 Month

相关文献 / **References:** (若有投稿意向, 欢迎关注我公司奖学金计划 <http://www.solarbio.com/lw.php>)